

## STARRE RUHEBANDAGE FÜR HANDGELENK UND DAUMEN QUERV'IMMO™



IMMOBILISIERUNG UND ENTLASTUNG  
FÜR DAUMEN UND HANDGELENK



### ANWEISUNGEN:

Während der Nacht bzw. bei allen Gelegenheiten der Stilllegung der Hand wird das regelmäßige Tragen der immobilisierenden Orthese QUERV'IMMO™ bei Beschwerden verbunden mit De-Quervain-Sehnscheidenentzündung und sonstigen Entzündungen sowie Erkrankungen des Muskel- und Knochenapparats am Daumensattel- und Handgelenk empfohlen.

### GEGENANZEIGE:

Nicht auf einer Hautverletzung tragen.

### VORSICHTSMASSNAHMEN:

Dieses Medizinprodukt unterliegt den gesundheitlichen Vorschriften und trägt die EC-Kennzeichnung. Holen Sie im Zweifelsfall fachliche Beratung von Ihrem Arzt oder Apotheker oder von sonstigen medizinischen Fachkräften.

### EIGENSCHAFTEN:

Die flexible Handgelenkorthese begrenzt mögliche gefährliche Fehlbewegungen des Handgelenks indem der Daumen in seiner natürlichen Ruheposition gehalten wird während die komplette Beweglichkeit der Hand erhalten bleibt. Die bohnenförmigen Silikonkeilchen schützen den Daumensattelgelenk vor Überdruckrisiken.

### BEDIENBARKEIT:

Das feine technische Spezialgewebe und das spezifische morphologische Design nah der Handmorphologie unterstützen die Position des Handgelenks und garantieren einen optimalen Tragekomfort. Dank der wellenförmigen Überlappung des Gewebes am Handgelenk ist das Aufsetzen leicht gemacht. QUERV'IMMO™ ist für den alltäglichen praktischen Gebrauch ohne Klettverschluss konzipiert worden.

### PRODUKTLEBENSDAUER:

Nur Handwäsche mit lauwarmem Wasser 30°C und Anwendung einer milden Seife. Kein Waschmittel, kein Bleichmittel, keinen Fleckentferner anwenden. Durchgängig spülen und abtupfen. Nicht vor direkter Hitze trocknen: weder vor der Heizung noch vor direkter Sonnenstrahlung.

**GEWEBEKONSTRUKTION:** 52% Spezialgewebe (Polyamid, Elasthan, Polyurethan), 46% thermoplastisches Elastomer, 2% Metal

Die Biocompatibilität der eingesetzten Stoffen wurde nach ISO 10993-1-Standard geprüft. Im Falle eines unerwünschten Ereignisses soll die Anwendung der Orthese sofort gestoppt werden und eine Meldung an die Firma MILLET Innovation gemacht werden. Die Firma MILLET Innovation kann bei nicht-bestimmungsgemäßer Anwendung keine Haftung tragen. Französisch ist die angewendete Bezugssprache. Ursprüngliches CE-Kennzeichen: 2021.



Nur Handwäsche



nicht bügeln weder dampfbügeln



nicht trocken-reinigen



chlorfrei



nicht maschinentrocknen



siehe Verpackung

Produkt aus der MILLET-Innovation-Forschung



MILLET Innovation ZA Champgrand  
26270 Lorient/Drôme - FRANKREICH

MILLET  
INNOVATION

www.epitact.de